

# via GO®

Die kompakte Schiebehilfe für Rollstühle

alber

alber

# via GO®

Die kompakte Schiebehilfe für Rollstühle

NEU

Das via GO ist ein von den Kostenträgern anerkanntes Hilfsmittel und unter der Positionsnummer 18.99.12.1003 im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet.

Das via GO ist CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und wurde auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd nach der neuesten Ausgabe der Produktnorm EN 12184 geprüft.

Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Alber ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagementstandard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte garantieren wir durch unser Umweltmanagementsystem zertifiziert nach ISO 14001.

## Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 14  
72461 Albstadt-Tailfingen  
info@alber.de

Telefon: 0800 1224567 (gebührenfrei)  
Mo.–Do. 8:00–18:00 (durchgehend)  
Fr. 8:00–16:00 (durchgehend)

[www.alber.de](http://www.alber.de)



## LET'S via GO!

Erleben Sie die praktische Schiebehilfe bei Ihrem örtlichen Sanitätsfachhandel. Eine Übersicht der Alber Partner und weitere Infos zum via GO finden Sie ganz einfach online unter

[WWW.ALBER.DE](http://WWW.ALBER.DE)

MADE IN GERMANY 

[www.alber.de](http://www.alber.de)

# Schieben leicht gemacht.

28.0004.6.01.01 Stand 03/2023 © Alber GmbH, Albstadt. Technische Änderungen vorbehalten.

# Schieben wieder lieben: mit via GO.



## Die kraftvolle und leicht bedienbare Schiebehilfe für Rollstühle.

Manchmal wird schon ein schlechter Straßenbelag oder eine kleine Steigung zum unüberwindbaren Hindernis im Alltag. Die kraftvolle und leicht bedienbare Schiebehilfe via GO von Alber bietet immer ausreichend Unterstützung für die Begleitperson, um solche Situationen künftig souverän und mühelos zu meistern. So kehren Sie zurück zu einer selbstverständlichen Mobilität und können die gemeinsamen Ausflüge wieder entspannt genießen.

Die qualitativ hochwertige und besonders kompakte Schiebehilfe passt an fast alle gängigen Rollstuhlmodelle. Der Sanitätsfachhändler Ihres Vertrauens prüft, ob Ihr Rollstuhl kompatibel ist und unterstützt Sie fachkundig beim Anbau.

**via GO sorgt für Schub in Ihrem Leben.**

## KOMPAKT UND HANDLICH

Mehr erleben:  
einfach praktisch.

via GO überzeugt mit Vielseitigkeit und wird so zu Ihrem täglichen Begleiter – im Alltag ebenso wie auf Ausflügen. Durch seine kompakten Maße und sein geringes Gewicht lässt sich die Schiebehilfe ganz leicht handhaben und schnell platzsparend verstauen.

## STARK UND AUSDAUERND

Ohne Anstrengung:  
einfach weiter kommen.

In jeder Stadt gibt es Steigungen oder Rampen. Mit dem via GO verfügen Sie über ausreichend Unterstützung, wenn's darauf ankommt und befördern Ihre Liebsten ohne Schwierigkeiten – und das bis zu 16 km weit.

## INTUITIV UND FLEXIBEL

Schlau gedacht:  
einfach gemacht.

Auch ohne Vorkenntnisse können Sie das via GO sofort unkompliziert nutzen. Große und klar gestaltete Bedienelemente machen die Steuerung besonders einfach. Zudem müssen Sie das via GO zum Falten Ihres Rollstuhls nicht abnehmen.

## SICHER UND ZUVERLÄSSIG

Qualität von Alber:  
einfach gut.

In der Schiebehilfe via GO steckt die gesamte Erfahrung und Expertise von Alber, dem Spezialisten und Marktführer im Bereich Zusatzantriebe für Rollstühle. Alber Produkte setzen regelmäßig neue Maßstäbe und stehen für langlebige Zuverlässigkeit sowie TÜV-geprüfte Sicherheit.



MADE IN GERMANY 

## Technische Daten via GO

### Maße

Antriebseinheit: 17 x 24 x 27 cm (B x H x L)  
Steuerungseinheit: 3,5 x 9,5 x 2,7 cm (B x H x T)

**Geschwindigkeit** 1,5–5,5 km/h

**Reichweite** bis zu 16 km  
(integrierter Lithium-Ionen-Akku)\*

**Zuladung** bis zu 150 kg (Personengewicht)\*\*

**Steigung** bis zu 16 %\*\*

### Gewicht

Ladegerät: 540 g  
Antriebseinheit: 5,85 kg  
Steuerungseinheit: 140 g

\* In Abhängigkeit von der Zuladung, dem Geländeprofil und der Umgebungstemperatur nach ISO 7176-4

\*\* In Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl und von der Eignung der Bedienperson sind Einschränkungen möglich



## Gemeinsam: einfach leichter.

Sowohl die Steuerung als auch der Anbau der Komponenten sind bei via GO besonders unkompliziert und nutzerfreundlich umgesetzt.

Die kleine und ergonomische **Bedieneinheit** wird einfach an den Schiebegriffen Ihres Rollstuhles angebracht.

Dank der cleveren **Haltevorrichtung** kann Ihr Rollstuhl auch mit angebrachter Schiebehilfe wie gewohnt gefaltet werden.

Durch ihr geringes Gewicht und den großen Griff lässt sich die **Antriebseinheit** ganz leicht am Rollstuhl anbringen und wieder abnehmen.

